

## Product description

**Finishing Liquid** is a volatile, transparent liquid for the surface treatment of Drufosoft®-thermoforming foils. **Finishing Liquid** smoothes rough surfaces of finished Drufosoft® and creates a smooth, gleaming surface.

## Processing instruction

By means of a soft kerchief (e. g. handkerchief) **Finishing Liquid** is rubbed with a light pressure onto the rough surface of Drufosoft®. Due to a chemical process the surface of Drufosoft® comes off and a rotary movement of the kerchief causes a fusing. In order to achieve a consistent gleam the total area can afterwards be reworked with a surplus of liquid and without pressure. The complete drying of **Finishing Liquid** on the treated surface needs approx. 10–15 minutes and should be effected in a dust-free area.

## Hazard statements:

H225 Highly flammable liquid and vapour. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H317 May cause an allergic skin reaction. H336 May cause drowsiness or dizziness. H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

## Precautionary statements:

P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call

## Important advice

- An important component of **Finishing Liquid** has an intensive eucalyptus odour which remains for a longer period on the used Drufosoft®.
- Sensitive persons can show allergic reactions to one of the product components.
- The product is exclusively designed for the a. m. field of application and is only to be used by qualified and instructed personnel.
- The general information of this product is based on detailed application practice and intensive research work. Due to further development we reserve the right of modification.

## Storage conditions:

At room temperature, i. e. 18–28 °C

**Durability:** see date of expiry

**Contains:** Eucalyptus oil chin. 80–85 %, acetone.

## Form of delivery:

 **D4466N** **Finishing Liquid**  
250 ml bottle

a POISON CENTER / doctor. P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P405 Store locked up. P501 Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

# Finishing Liquid

## Gebrauchsinformation

## Working Instructions



Rx only



## Produktbeschreibung

**Finishing Liquid** ist eine leicht flüchtige, transparente Flüssigkeit zur Oberflächenbehandlung von Drufosoft®-Tiefziehplatten. **Finishing Liquid** glättet Rauigkeiten von bearbeitetem Drufosoft® und erzeugt eine glatte, glänzende Oberfläche.

## Verarbeitungsanleitung

**Finishing Liquid** wird mittels eines weichen Tuches (z. B. Papiertaschentuch) mit leichtem Druck auf die aufgerauhte Oberfläche von Drufosoft® eingerieben. Durch einen chemischen Prozess wird die Oberfläche von Drufosoft® angelöst und durch kreisende Bewegungen des Tuches wieder miteinander verschmolzen. Für einen gleichmäßigen Glanz kann anschließend die gesamte Fläche mit einem Überfluss an Flüssigkeit und ohne Druck nachgearbeitet werden. Die vollständige Abtrocknung von **Finishing Liquid** auf den behandelten Oberflächen benötigt etwa 10–15 Minuten und sollte in einer staubfreien Umgebung erfolgen.

## Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.

## Wichtige Hinweise

- Ein wichtiger Bestandteil von **Finishing Liquid** hat einen intensiven Eukalyptusgeruch, der für einen längeren Zeitraum an dem verwendeten Drufosoft® verbleibt.
- Allergische Reaktionen auf Produktbestandteile können bei empfindlichen Personen nicht ausgeschlossen werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den o. g. Einsatzbereich bestimmt und ist nur von fachlich qualifizierten und eingewiesenen Personen zu verwenden.
- Die Angaben zu diesem Produkt stützen sich auf ausführliche anwendungstechnische Praxis und intensiver Forschungsarbeit. Aus Gründen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen am Produkt vor.

## Lagerungsbedingungen:

Bei Raumtemperatur, d. h. 18–28 °C lagern.

**Haltbarkeit:** siehe Ablaufdatum

**Enthält:** Eukalyptusöl chin. 80–85 %, Aceton

## Lieferform:

 **D4466N**

**Finishing Liquid**  
250 ml Flasche

Nicht rauchen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.



Stand der Information, Date of information: 12.2018