

**Uso previsto**

Material de férulas dentales a largo plazo

**Uso previsto extendido**

Lámina de termoformado blanda/dura de polietileno tereftalato y acetato de etilvinilo para la elaboración de férulas funcionales, como por ejemplo, férulas de mordida y de bruxismo.

**Indicación**

Debido a sus propiedades, el material es adecuado para la producción de férulas de mordida y bruxismo, así como para el tratamiento de mioartropatias (dolencias musculares/mandibulares) y las parafunciones resultantes, como rechiramiento, bruxismo etc.

**Contraindicación**

No utilizar Kombiplast en caso de alergias a uno de los ingredientes. Este producto no suele producir efectos secundarios indeseados si se procesa y se aplica adecuadamente. No obstante, no es posible excluir fundamentalmente respuestas inmunes (por ejemplo reacciones alérgicas) o malestar local. Si conoce algún caso de efecto secundario indeseado – también en caso de dudas – le agradeceríamos nos informase incluyendo una descripción detallada de las circunstancias concomitantes y de los síntomas. Analizaremos cada caso que nos remitan.

**Grupo destinatario de pacientes**

Pacientes que necesitan un tratamiento dental.

**Usuarios previstos**

Personal calificado formado en el ámbito dental.

**Elaboración**

Todos los materiales de Kombiplast ya se suministran con una lámina aislante.

Esta lámina extremadamente delgada (0,07 mm) se termoforma en el lado del modelo junto con Kombiplast y garantiza una transparencia notablemente mejor de la férula. Ya no es necesario un aislamiento adicional de la superficie del modelo. El calentamiento de las láminas Kombiplast se realiza por el lado duro (apto solo para termoformadoras bajo presión).

El ajuste de los tiempos de calentamiento y enfriamiento puede tomarse de la gama de láminas o bien puede importarse en el equipo mediante los códigos de barras impresos en el envase. Si se utiliza un Drufoformat scan o Drufosmart scan, es imprescindible observar la información especial adjunta.

**Limpieza y desinfección**

Las superficies adhesivas no deben entrar en contacto con PMMA u otros productos de limpieza alcohólicos. También la desinfección con base de alcohol favorece la separación de las dos láminas. Para la limpieza recomendamos las pastillas de limpieza MaxiFresh™.

Por favor, siga las instrucciones separadas de MaxiFresh™.

**Indicaciones**

Durante los trabajos, se recomienda utilizar un equipo de aspiración, así como una pantalla protectora/gafas y mascarilla.

**Incidentes graves**

Todos lo incidentes graves que se produzcan en relación con el producto deberan comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que este establecido el usuario o paciente.

**Condiciones de conservación**

Guardar a temperatura ambiente, es decir, entre 18–28 °C. Proteger de la humedad, los envases abiertos deben volver a cerrarse siempre con la bolsa de aluminio suministrada.

**Número de lote / fecha de caducidad**

El número de lote y la fecha de caducidad se encuentran en todos los envases. En caso de reclamaciones del producto, indique siempre el número de lote del mismo. No utilice el producto una vez pasada la fecha de caducidad.

**Desechamiento**

Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional.

**Indicazione dell’uso**

Materiale per lo splintaggio dentale a lungo termine

**Uso previsto esteso**

Pellicola per imbutitura morbida/dura in polietilene tereftalato e etilvinilacetato per la realizzazione di bite funzionali come ad es. bite dentali.

**Indicazione**

Grazie alle sue proprietà materiali, e adatto per placche occlusali e anti-bruxismo per il trattamento delle mioartropatie (disturbi muscolari / dell'articolazione temporo-mandibolare) e stati patologici acuti che ne risultano come ad esempio serramento die denti, bruxismo, etc.

**Controindicazioni**

In caso di allergie a uno qualsiasi degli ingredienti non utilizzare Kombiplast. Il presente prodotto medico non presenta effetti collaterali indesiderati qualora sia lavorato e utilizzato in modo appropriato. Reazioni immunitarie (ad esempio allergie) o sensazioni sgradevoli localizzate non possono essere sostanzialmente escluse del tutto. In presenza di effetti collaterali indesiderati (anche in caso di dubbio), vi preghiamo di darcene comunicazione, fornendo una descrizione precisa dei fenomeni concomitanti e dei sintomi. Provvederemo ad effettuare opportune verifiche.

**Gruppo di pazienti target**

Pazienti per i quali sono necessarie cure odontoiatriche.

**Utenti destinatari**

Personale formato in ambito dentale

**Lavorazione**

Con decorrenza immediata tutti i materiali Kombiplast vengono forniti con una pellicola isolante! Questa pellicola estremamente sottile (0,07 mm) deve essere rivolta verso il modello assieme al Kombiplast garantendo così una migliore trasparenza dello splint. Non occorre nessun isolante da passare sulla superficie del modello. Il riscaldamento dei dischi Kombiplast avviene dalla parte del lato rigido (idoneo solo per apparecchiature di pressione).

L’impostazione dei tempi di riscaldamento e raffreddamento si preleva dal ns. „ventaglio-fogli di termostampaggio“ o direttamente dal codice a barre sulla confezione di vendita.

In caso di utilizzo della Drufoformat scan o Drufosmart scan vi preghiamo di considerare tassativamente l’informazione speciale allegata.

**Pulizia e disinfezione**

Le superfici adesive non devono entrare in contatto con il PMMA o altri detergenti alcolici. Anche una disinfezione a base alcolica favorisce il distacco delle due pellicole l’una dall’altra. Consigliamo le pastiglie detergenti MaxiFresh™ per la pulizia. Si prega di seguire le istruzioni MaxiFresh™ separate.

**Avvertenze**

Durante la lavorazione si raccomanda l’uso di un impianto di aspirazione, di una visiera/occhiali di protezione e di una mascherina.

**Gravi incidenti**

Tutti gli incidenti gravi insorti in relazione al prodotto devono essere segnalati al produttore e all’autorità competente dello stato membro in cui risiede l’utente e/o il paziente.

**Condizioni di conservazione**

A temperatura ambiente, cioè a 18–28 °C. Proteggere dall’umidità/bagnato, chiudere bene la confezione aperta e metterla nel sacchetto protettivo di alluminio fornito.

**Numero lotto / data di scadenza**

Il numero di lote e la data di scadenza sono indicati su ciascuna confezione. Per reclami relativi al prodotto indicare sempre il numero di lotto del prodotto. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

**Smaltimento**

Smaltimento del contenuto / del contenitore conformemente alle norme locali / regionali/nazionali / internazionali.

**Especificações funcionais**

Material de moldeira dentária a longo prazo

**Uso pretendido estendido**

Folha de termoformagem macia/dura em politereftalato de etileno e acetato de vinilo etileno para o fabrico de moldeiras funcionais, tais como moldeiras de oclusão e bruxismo.

**Indicação**

Devido as propriedades do material, e adequado como placa oclusal de bruxismo para o tratamento de mioartropatias (queixas musculares/articulares da mandíbula) e as parafuncoes resultantes, como apertamento, trituração, etc.

**Contra-indicação**

Em caso de alergia a algum dos componentes, não se deve utilizar o produto. Não são esperados efeitos secundários pela utilização deste dispositivo médico se este for manuseado e utilizado de forma adequada. No entanto, não podem ser excluídas à partida reações imunológicas (por ex. alergias) nem a sensação de desconforto local. Caso sinta efeitos secundários indesejados, mesmo em caso de dúvida, pedimos que nos descreva com a maior precisão possível as circunstâncias e os sintomas. Seguimos todas as indicações.

**Grupo-alvo de pacientes**

Pacientes que precisam de restauração dentária

**Destinatários**

Equipe de especialistas treinados na área odontológica

**Processamento**

A partir de agora, todos os materiais Kombiplast são fornecidos com uma película isoladora! Esta película extremamente fina (0,07 mm) é termoformada no modelo juntamente com Kombiplast, garantindo assim uma transparência significativamente melhor da goteira. Deixa de ser necessário um isolamento adicional da superfície do modelo. O aquecimento das películas Kombiplast é feito a partir do lado rígido (adequado apenas para aparelhos de termoformagem).

O ajuste dos tempos de aquecimento e arrefecimento pode ser obtido a partir das divisórias das películas ou inserido no aparelho através do código de barras da embalagem. Para utilizar um Drufoformat Scan ou um Drufosmart scan, é obrigatório ler as informações especiais incluídas.

**Limpeza e desinfeção**

As superfícies adesivas não devem entrar em contacto com PMMA ou outros agentes de limpeza à base de álcool. Além disso, a desinfeção à base de álcool pode dar origem ao desprendimento de ambas as folhas entre si. Recomendamos as pastilhas de limpeza MaxiFresh™ para limpeza. Siga as instruções separadas do MaxiFresh™.

**Instruções**

Durante a preparação recomenda-se a utilização de um sistema de ventilação e viseira de protecção / óculos, bem como uma máscara.

**Acidentes graves**

Todos os acidentes graves ocorridos resultantes do produto deverão ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e / ou o paciente reside.

**Condições de armazenamento**

Armazenar em temperatura ambiente, 18–28 °C.

Proteger da humidade, fechar sempre as embalagens abertas com a bolsa de alumínio fornecida.






**Número do lote / prazo de validade**

Cada embalagem inclui o número de lote e o prazo de validade. Se tiver uma queixa sobre o produto, indique sempre o número de lote do produto. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

**Eliminação**

Eliminação do conteúdo / recipiente em conformidade com as disposições regionais / nacionais / nacionais / internacionais e em conformidade.







**Glossar / Glossary / Glossaire / Woorden-lijst / Glosario / Glossario / Glossário**

<b>CE</b> <b>0044</b>	Registrierungsnummer der benannten Stelle / Notified body registration number / Numéro d'enregistrement de l'organisme notifié / Registratienummer aange-melde instantie / Número de registro del organismo notificado / Numero di registrazione dell'organismo notificato / Número de registro do produto notificado
	Temperaturbegrenzung / Temperature limitation / Limite de température / Limitación de temperatura / Limitazione di temperatura / Temperatur gelimiteerd / Limites de temperatura
	Verwendbar bis / Use-by date / Date d'expiration / Te gebruiken tot / Fechada caducidad / Data di scadenz / Data de validade
	Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabrikant / Fabricante / Fabbricante / Fabricante
<b>REF</b>	Artikelnummer / Item number / Numéro de catalogue / Artikelnummer / Número de artículo / Numero d'articolo / Número do artigo
<b>LOT</b>	Chargennummer / Batch code / Numéro de lot / Batchcode / Número de lote / Número de lote / Número do lote
<b>MD</b>	Medizinprodukt / Medical Device / Dispositif médical / Medisch hulpmiddel / Producto sanitario / Dispositivo medico / Dispositivo médico
	Gebrauchsanweisung beachten / Please note instructions for use / Consultez le mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing raadplegen / Observar las indicaciones de uso / Osservare le istruzioni per l'uso / Consultar as instruções de utilização
	Trocken halten / Keep dry / Maintenir au sec / Droog bewaren / Mantener en lugar seco / Tenere all'asciutto
<b>Rx only</b>	Verwendung nur durch Fachpersonal / Use only by professionals / Utilisation par du personnel spécialisé uniquement / Gebruik alleen door gekwalificeerd personeel / Sólo podrá ser utilizado por personal especializado / Utilizzo solo da parte di professionisti / Use apenas por pessoal qualificado

**Lieferformen / Forms of delivery / Modes de livraison / Formas de entrega / Leveringsvormen / Imballaggio / Formulários de entrega**

**Ø 120 mm**

**klar transparent / clear transparent / clair transparent / claro transparente / helder transparant / chiaro-trasparente / transparente claro**

<b>2 mm</b> (1,0 mm hart/1,0 mm weich) (1,0 mm hard/1,0 mm soft) (1,0 mm dur/1,0 mm souple) (1,0 mm hard/1,0 mm zacht) (1,0 mm duro/1,0 mm blando) (1,0 mm rígido/1,0 mm morbido) (1,0 mm rígida/1,0 mm mole)	<b>10</b>  <b>REF</b> D420016	
<b>3 mm</b> (1,5 mm hart/1,5 mm weich) (1,5 mm hard/1,5 mm soft) (1,5 mm dur/1,5 mm souple) (1,5 mm hard/1,5 mm zacht) (1,5 mm duro/1,5 mm blando) (1,5 mm rígido/1,5 mm morbido) (1,5 mm rígida/1,5 mm mole)	<b>10</b>  <b>REF</b> D420017	
<b>4 mm</b> (3,0 mm hart/1,0 mm weich) (3,0 mm hard/1,0 mm soft) (3,0 mm dur/1,0 mm souple) (3,0 mm hard/1,0 mm zacht) (3,0 mm duro/1,0 mm blando) (3,0 mm rígido/1,0 mm morbido) (3,0 mm rígida/1,0 mm mole)	<b>10</b>  <b>REF</b> D420018	

(Sondergrößen auf Anfrage lieferbar)  
(Special measures can be delivered on request)  
(Formats spéciaux disponibles sur demande)  
(Tamaños especiales disponibles a petición)  
(Speciale afmetingen leverbaar op aanvraag)  
(Misure speciali su richiesta)  
(Tamanhos especiais disponíveis mediante pedido)

# Kombiplast soft / hart

## Gebrauchsanweisung

## Directions for use

## Mode d’emploi

## Gebruiksaanwijzing

## Instrucciones de uso

## Istruzioni per l’uso

## Instruções de uso

**Zweckbestimmung**

Dentales Schienungsmaterial langzeit

**Erweiterte Zweckbestimmung**

Weich / harte Tiefziehfolie aus Polyethylenterephthalat und Ethylvinylacetaat zur Herstellung funktioneller Schienen wie beispielsweise Aufbiss- und Knirscherschienen.

**Indikation**

Eignet sich aufgrund der Materialeigenschaften als Aufbiss und Knirscherschiene zur Behandlung von Myoarthropathien (Muskel- /Kiefergelenkbeschwerden) und daraus resultierenden Parafunktionen wie Pressen, Knirschen usw.

**Kontraindikation**

Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe darf Kombiplast nicht angewendet werden. Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung nicht zu erwarten. Immunreaktionen (z. B. Allergien) oder örtliche Missempfindungen können jedoch prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome. Wir gehen jedem Hinweis nach.

**Patientenzielgruppe**

Patienten, für die eine Zahnversorgung notwendig ist.

**Vorgesehene Anwender**

ausgebildetes Fachpersonal im Dentalbereich

**Verarbeitung**

Alle Kombiplast Materialien werden ab sofort mit einer Isolierfolie ausgeliefert! Diese extrem dünne Folie (0,07 mm) wird auf der Modellseite zusammen mit Kombiplast tiefgezogen und garantiert eine deutlich verbesserte Transparenz der Schiene. Eine zusätzliche Isolierung der Modelloberfläche ist nicht mehr notwendig. Die Erwärmung der Kombiplast-Folien erfolgt von der harten Seite her (nur für Druckformgeräte wie z. B. Drufoformat geeignet). Die Einstellung der Heiz- und Abkühlzeiten können entweder aus dem Folienfächer übernommen, oder mittels der auf der

Verpackung aufgebrachten Barcodes in das Gerät eingelesen werden. Bei Verwendung eines Drufoformat scan oder Drufosmart scan bitte unbedingt die beigelegte Sonderinformation beachten.

**Reinigung und Desinfektion**

Die Klebeflächen dürfen nicht mit PMMA oder anderen alkoholischen Reinigungsmitteln in Berührung kommen. Auch eine Desinfektion auf Alkoholbasis begünstigt das Ablösen beider Folien voneinander. Zur Reinigung empfehlen wir die MaxiFresh™ Reinigungstabletten. Bitte die separate MaxiFresh™ Anleitung beachten.

**Hinweise**

Während des Ausarbeitens wird das Verwenden einer Absauganlage und Schutzscheibe / Brille sowie ein Mundschutz empfohlen.

**Schwerwiegende Vorfälle**

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/ oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

**Lagerungsbedingungen**

Bei Raumtemperatur, d. h. 18–28 °C lagern.

Vor Feuchtigkeit / Nässe schützen, angebrochene Verpackungen immer mit dem mitgelieferten Alubeutel verschließen.

**Chargennummer / Haltbarkeitsdatum**

Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich auf jeder Verpackung. Bei Beanstandung des Produktes bitte immer die Chargennummer des Produktes angeben. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums.

**Entsorgung**

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen nationalen / internationalen Vorschriften.

**Intended use**

Dental splinting material long-term

**Extended purpose**

Soft/hard thermoforming foil made of polyethylene terephthalate and ethyl vinyl acetate for the production of functional splints such as occlusion or bruxism splints.

**Indications for use**

Due to its properties, the material is suitable for the production of bite and bruxism splints, as well as for the treatment of myoarthropathies (muscle/jaw joint disorders) and resulting parafunctions such as clenching, grinding etc.

**Kontraindikation**

In case of allergies to any of the ingredients do not use Kombiplast. Not desired side effects of this medical device are not to be expected in case of proper processing and application. However, immune reactions (e. g. allergies) or irritations principally cannot be excluded. Should you get to know non-desired side effects – also in doubtful cases – we appreciate in any case to be informed with a detailed description of the attendant circumstances and symptoms. We will follow each hint.

**Target patient group**

Patients who need dental care.

**Intended users**

Trained staff in dental field

**Processing**

All Kombiplast materials are delivered with an insulating foil. This extremely thin foil (0.07 mm) is thermoformed together with the Kombiplast on the model side and guarantees a decisively improved transparency of the splint. Thus an additional insulation of the model surface is no longer necessary. The heating-up of the Kombiplast foils is done from the hard side (the foil is only suitable for pressure forming units). The adjustment of the heating and cooling times can either be taken from the survey of thermoforming foils, or can be programmed directly into the unit with the help of the bar-

code on the Kombiplast packaging. If a Drufoformat scan or a Drufosmart scan is used, please take note of the special information included in this package.

**Cleaning and disinfection**

The adhesive surfaces must not come into contact with PMMA or other alcoholic cleaning agents. Alcohol-based disinfection may also lead to a delamination of the two foils. For cleaning, the use of MaxiFresh™ cleaning tablets is recommended. Please be aware of the MaxiFresh™ instruction for use.

**Note**

While working out on the material, it is recommended to use an exhaust system and protective glass or goggles as well as a face mask.

**Serious incidents**

All serious incidents occurring in relation to the product shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/ or patient is settled.

**Storage conditions**

At room temperature, i. e. 18–28 °C. Protect against humidity, always close foil bag when packs are in use.

**Lot number / Expiry date**

The lot number and the expiry date are indicated on each packaging. In case of claims, please always indicate the lot number of the product. Do not use the product after the expiry date.

**Disposal**

Disposal of contents / container in accordance with local / regional / national/international regulations

**Usage prévu**

Matériau de gouttière dentaire de longue durée

**Utilisation prévue étendue**

Feuille de thermoformage souple/dur à base de polyéthylène téréphthalate et d'éthylène-acétate de vinyle pour la de gouttières dentaires fonctionnelles telles que par exemple des gouttières occlusales et anti-bruxisme.

**Indication**

En raison de ses propriétés, le matériau convient à la fabrication de gouttières de morsure et de bruxisme ainsi qu'au traitement des myoarthropathies (maxu musculaires/machoirs) et des parafonctions qui en résultent telles que le serrage, le grincement, etc.

**Contre-indication**

Le produit ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à un des composants. Lorsqu'il est correctement préparé et appliqué dans les conditions spécifiées, ce produit médical ne présente aucun effet secondaire. Bien qu'en principe des réactions de type immunitaire (par ex. allergies) ou des irritations locales ne se produisent pas, celles-ci ne sont néanmoins pas à exclure totalement. Si vous observez des effets secondaires indésirables – même dans des cas douteux – nous vous prions de nous en faire part dans tous les cas en décrivant les circonstances et les symptômes de la manière la plus détaillée possible. Nous considérons toutes les informations.

**Groupe cible de patients**

Les patients qui ont besoin d'une restauration dentaire.

**Utilisateur visé**

Personnel spécialisé formé dans le domaine dentaire

**Procédure**

Dès maintenant tous les matériaux Kombiplast sont livrés avec une feuille isolante! Cette feuille étant extrêmement mince (0.07 mm) est thermoformée avec Kombiplast sur la côté du model et garantit une meilleure transparence de la gouttière. Alors, une isolation additionnelle de la surface du model n'est plus nécessaire. Le chauffage des plaques Kombiplast commence à la côté dure (seulement convenable pour des appareils de thermoformage sous pression).

Le présent produit a été développé pour l'usage dentaire, il faut l'utiliser conformément à ce mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à un autre usage ou à une application non conforme. De plus, l'utilisateur s'engage à vérifier le présent produit, sous sa propre

Les temps de chauffage et de refroidissement sont indiqués sur l'ensemble de feuilles ou peut être enregistrés dans l'appareil par le code barre imprimé sur l'emballage. Si vous utilisez le Drufoformat scan ou le Drufosmart scan il faut absolument observer l'information extra ci-inclus.

**Nettoyage et désinfection**

Les surfaces adhésives ne doivent pas entrer en contact avec du PMMA ou d'autres produits nettoyants à base d'alcool. Par ailleurs, une désinfection à base d'alcool favorise le décollement des deux feuilles l'un de l'autre. Pour le nettoyage nous vous recommandons les comprimés de nettoyage Maxifresh™. Veuillez observer les instructions pour Maxifresh™ séparées.

**Remarques**

Pendant la préparation, il est recommandé d'utiliser un système d'aspiration et un écran / des lunettes de protection ainsi qu'un masque.

**Incidents graves**

Tous les incidents graves apparus en rapport avec le produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situe l'utilisateur et/ou le patient.

**Stockage**

A température ambiante, c'est-à-dire entre 18–28 °C. Garder dans un endroit sec/à l'abri de l'eau et fermer même les emballages ouverts toujours avec le sachet alou fermé.

**Numéro de lot / date de péremption**

Le numéro de lot et la date de péremption se trouvent sur chaque emballage. En cas de réclamations concernant le produit, veuillez toujours indiquer le numéro de lot du produit. N'utilisez plus le produit après l'expiration de la date de péremption.

**Élimination**

Élimination du contenu / du récipient conformément aux dispositions locales / régionales / nationales / internationales et conformément.

**Bedoeld gebruik**

Tandheelkundig plaatmateriaal langdurig

**Uitgebreid beoogd gebruik**

Zachte/harde dieptrekfolie van polyethyleentereftalaat en ethylvinylacetaat voor de vervaardiging van functionele plaatjes zoals bijvoorbeeld opbeetplaatjes en splints.

**Indicatie**

Op grond van de materiaaleigenschappen geschikt als opbeetplaatje en splint ter behandeling van myoarthropathieën (spier-/kaakgewrichtsklachten) en de daaruit voortvloeiende parafuncties, zoals bruxisme, knarsen enz.

**Contra-indicatie**

Bij allergieën tegen een van de ingrediënten mag het product niet gebruikt worden. Ongewenste neveneffecten van dit medische product zijn bij vakkundige verwerking en toepassing niet te verwachten. Immunreacties (bv. allergieën) of plaatselijk ongemak kunnen evenwel principieel niet uitgesloten worden. Indien er ongewenste neveneffecten – ook in twijfelgevallen – bekend worden, verzoeken wij in elk geval om mededeling daarvan te doen, met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de situatie, omstandigheden en de symptomen. Wij zullen iedere melding onderzoeken.

**Doelgroep patiënten**

Patiënten die een tandartsbehandeling nodig hebben.

**Voorziene gebruikers**

Opgeleid specialistisch personeel op tandheelkundig gebied.

**Verwerking**

Alle materialen van Kombiplast worden per direct met een isolatiefolie geleverd! Deze extreem dunne folie (0,07 mm) wordt aan de modelzijde samen met Kombiplast diepgetrokken en garandeert een duidelijk verbeterde transparantie van de drager. Een extra isolering van het modeloppervlak is niet meer nodig. De verwarming van de Kombiplastfolie vindt aan de verharde zijde plaats (alleen voor drukvormapparaten geschikt).

De instelling van de verwarmings- en afkoeltijden staat op de foliewaaier of kan door het apparaat via de barcodes op de verpakking worden ingelezen.

Bij gebruik van een Drufoformat of Drufosmart scan a.u.b. de bijgevoegde speciale informatie in acht nemen.

**Reinigung en ontsmetting**

De kleefvlakken mogen niet met PMMA of andere alcoholische reinigingsmiddelen in aanraking komen. Ook een desinfectie op alcoholbasis bevordert het loskomen van beide folies van elkaar. Voor de reiniging raden wij u aan de MaxiFresh™ reinigingstabletten te gebruiken. Let u alstublieft op de aparte Maxifresh™ gebruiksaanwijzing.

**Opmerkingen**

Het gebruik van een afzuigsysteem en een veiligheidscherm/veiligheidsbril en een mondbeschermer tijdens het bewerken wordt aanbevolen.

**Ernstige incidenten**

Alle ernstige incidenten die in verband met het product optreden, dienen te worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt woonachtig is.

**Opslagcondities**

Bij kamertemperatuur, d.w.z. 18–28 °C, opslaan. Geopende verpakkingen altijd opnieuw sluiten met de meegeleverde aluminiumzak.

**Lotnummer / houdbaarheidsdatum**

Het lotnummer en de houdbaarheidsdatum bevinden zich op elke verpakking. Bij reclamatie betreffende het product, gelieve steeds het lotnummer aan te geven. Gebruik het product niet nadat de houdbaarheidsdatum verstreken is.

**Afvoer**

Afvoer van de inhoud container overeenkomstig de plaatse-lijke / regionale nationale / internationale voorschriften

lijkhed, vóór het gebruik te controleren op geschiktheid en de toepassingen waarvoor het product bedoeld is, met name als de toepassing niet in de gebruiksaanwijzing staat.

Stand der Information / Date of information / L'état actuel de l'information / Staan van de informatie / Versión de la información / Data delle informazioni / Versão das informações: 2024-05-13 / Rev.04