

Phrozen Sonic XL 4K 2022

Qualified by Dreve

Kompakter LCD-Tischdrucker mit 52 µm Druckpräzision dank 4K-Display und hoher Lichtintensität für schnelle Bauzeiten. Hochwertig verarbeitetes Vollmetallgehäuse, großer Bauraum und einfaches Wannenhandling machen die Dreve-Version des Sonic XL 4K 2022 zum userfreundlichen 3D Drucker für alle dentalen Anwendungen.

Features

- + Sehr großes Bauvolumen
- + Einfacher Austausch von Bauteilen wie z. B. der Wannenfolie
- + 52 µm Druckpräzision dank 4K-Display
- + Hohe Lichtintensität für geringe Bauzeiten
- + Edelstahlbauplattform: Deutlich verbesserte Haftungseigenschaften
- + Sehr hochwertiges Material für langfristig reproduzierbare Druckergebnisse
- + Von Dreve in Unna kalibriertes Gerät: Definierte Werkseinstellungen für optimale Druckergebnisse



Höchst wirtschaftlich
Günstiger Preis



Höchst kompatibel
Optimal auf den digitalen Workflow abgestimmt



Super einfach
Userfreundliche Bedienung und umfassender Support von den Dreve 3D Druck Experten



Super schnell
Einzelne Bauteile sind in weniger als 2 Stunden gedruckt



Technische Daten

Abmessungen	H 470 x B 330 x T 290 mm
Gewicht	ca. 18 kg
Spannung	100–240 V / 50–60 Hz, 0,7 A
Bauvolumen	X 200 x Y 125 x Z 200 mm
Schichtdicke	0,01–0,30 mm





Die FotoDent® Produktwelt

Sie drucken das

Führend in Detailpräzision bei der 3D Druck Kunststoffherstellung: Mit unserer FotoDent® Produktwelt profitieren Sie von unserer langjährigen Kompetenz mit vielen Innovationen im medizintechnischen 3D Druck. Sie erhalten eine breite Materialvielfalt an maßgeschneiderten 3D Druck Kunststoffen für jeden dentalen Bedarf. Das Ergebnis: Optimale 3D Druckerzeugnisse, die präziser sind und länger halten.



FotoDent® biobased model

Druckzeit/Bauteil (min): 3,8


Bauteile/Plattform (hor.): 10



FotoDent® model2 weiß

Druckzeit/Bauteil (min): 2,9

Bauteile/Plattform (hor.): 10



FotoDent® tray

Druckzeit/Bauteil (min): 12,8

Bauteile/Plattform (vert.): 16



FotoDent® gingiva

Druckzeit/Bauteil (min): 1,3


Bauteile/Plattform (hor.): 55



FotoDent® IBT

Druckzeit/Bauteil (min): 4,8


Bauteile/Plattform (hor.): 10



FotoDent® guide

Druckzeit/Bauteil (min): 9,1

Bauteile/Plattform (vert.): 16



FotoDent® denture rosa opak

Druckzeit/Bauteil (min): 8,9

Bauteile/Plattform (vert.): 15



FotoDent® cast

Druckzeit/Bauteil (min): 7,6

Bauteile/Plattform (hor.): 12

Dreve Design Rev. 101122-D770370