


Drufomat scan

Tiefziehgerät für Profis

Sehr leicht zu bedienendes High-End-Tiefziehgerät für ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und gleichbleibend präzise Endresultate. Gebaut für alle Anwendungen in der dentalen Tiefziehtechnik mit hohem Arbeitsdruck bis zu 6 bar. Leicht zu bedienendes Tastenfeld, integrierter Folien-scanner, multifunktionale Einsatzmöglichkeiten (mit optionalem Zubehör auch als Drucktopf oder Pneumatikpresse). Zusätzliche Sicherheitsfaktoren für professionelle Ergebnisse: Zweihandbedienung und LEDs, die bei Heizung in Betrieb leuchten.

www.dentamid.dreve.de



Technische Daten

Abmessung (HxBxT)	460 x 290 x 290 mm
Gewicht	16 kg
Leistungsaufnahme	max. 315 W
Druck var. einstellbar	von 2–6 bar (19–87 psi)
Spannung	115–240 V / 50–60 Hz
Verwendbare Folien	alle ab Ø 120 mm, rund und quadratisch

D3300	Drefomat scan (rot)
D3300X1	Drefomat scan (silber)
D3300X2	Drefomat scan (Sonderfarbe nach RAL-Farbkarte)

