



Dynax[®]

Abformen mit System.


Dreve Dynax®

Abformen mit System.

Unsere neuen Abformsilikone sind beides: präzise und benutzerfreundlich.

Der gesamte Abformprozess gelingt so in unter 3 Minuten.

Hohe **Hydrophilie** sorgt für optimale Detailschärfe. Unser intensiver **Snap-Effekt** ermöglicht lange Verarbeitung bei kurzer Aushärtung. Wir gewährleisten hohe Sicherheit durch überlegene **mechanische Eigenschaften**. Und: Alle Silikone sind für den digitalen Prozess einsetzbar dank **scanbarer Oberfläche**.





Indikation



Farbe



Endhärte



Verarbeitungszeit



Mundverweildauer



Konsistenz





Kronen- und Brückenabformung

Inlay- und Onlayabformung

Implantatabformung

Funktionsabformung

Fixationsabformung

Unterfütterungsabformung

Druckstellenermittlung

Provisorienherstellung

mono.



Dynax[®] mono. Der Allrounder.

Additionsvernetzend, standfest, thixotrop. Eine präzise Abformung für die gängigsten Indikationen. Mit nur einem Material!



lavendelviolett



58 Shore A



90 Sek.



90 Sek.



mittel-Typ 2



168



Weiterreißfestigkeit in %



Kronen- und Brückenabformung
Inlay- und Onlayabformung

putty.



Dynax[®] putty. Der Problemlöser.

Klebfrei und damit besonders leicht knetbar. Auch bei schwierigen Abformungen wie parodontal geschädigtem Restzahnbestand ein zuverlässiger und bewährter Helfer.



sonnengelb



60 Shore A




90 Sek.



90 Sek.



knetbar-Typ 0



1:30

Dynax® putty

1:45

Wettbewerb A

1:30

Wettbewerb B

1:30

Wettbewerb C

Verarbeitungszeit in Min.




Kronen- und Brückenabformung

Inlay- und Onlayabformung

Implantatabformung

Fixationsabformung

heavy.



Dynax[®] heavy body. Der Druckvolle.

Additionsvernetzendes „tray-type“-Silikon. Sehr standfest, thixotrop und kartuschengängig. Kombinieren Sie es mit Dynax[®] light.



himmelblau



70 Shore A



90 Sek.



90 Sek.



hoch-Typ 1



3:00

Dynax® heavy body

3:30

Wettbewerb A

3:30

Wettbewerb B

4:30

Wettbewerb C

5:30

Wettbewerb D

Entfernbar nach... (inkl. Verarbeitungszeit)



Kronen- und Brückenabformung


Inlay- und Onlayabformung

Unterfütterungsabformung

Druckstellenermittlung

light.





Dynax[®] light. Der Korrekte.

Additionsvernetzendes, dünnfließendes Korrektursilikon mit hervorragender Detailpräzision. Dafür sorgen die hydrophile Oberfläche und perfekte Thixotropie.



smaragdgrün



43 Shore A



90 Sek.




90 Sek.



niedrig-Typ 3



2,5



Reißfestigkeit




Kronen- und Brückenabformung

Inlay- und Onlayabformung

Implantatabformung

clear.





Dynax[®] clear. Der Glasklare.

EINZIGARTIG! Glasklare Ergebnisse bei sehr gutem Anfließverhalten und perfekter Hydrophilie. So können Sie schon während der Abformung kontrollieren, ob alles passt.



transparent



60 Shore A



90 Sek.



120 Sek.



mittel-Typ 2



Dynax® clear





Dynax® mono

2 x 50 ml Doppelkartuschen
mit 6 Mischkanülen **D6106**

8 x 50 ml Doppelkartuschen **D6107**

Dynax® heavy body

2 x 50 ml Doppelkartuschen
mit 6 Mischkanülen **D6112**

8 x 50 ml Doppelkartuschen **D6113**



Dynax® light

2 x 50 ml Doppelkartuschen
mit 6 Mischkanülen **D6103**

8 x 50 ml Doppelkartuschen **D6104**

Dynax® clear

2 x 50 ml Doppelkartuschen
mit 6 Mischkanülen **D6121**

8 x 50 ml Doppelkartuschen **D6122**

Dynax® putty

2 x 450 ml Dosen mit Dosierlöffel D6101



Mischkanüle grün

Dosierung	1:1
Innen-Ø	6,5 mm
Artikelnummern	D4970X2 (40 Stück) D49701X2 (100 Stück)
Produkte	Dynax® clear Dynax® heavy body Dynax® mono

Mischkanüle gelb

Dosierung	1:1
Innen-Ø	4,2 mm
Artikelnummern	D4970X5 (40 Stück) D49701X5 (100 Stück)
Produkt	Dynax® light





Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Straße 31

59423 Unna/Germany

+49 2303 8807-40

www.dreve.de/dentamid