



Dreve

Dosper evo

Läuft bei uns

Automatisches Misch- und Dosiergerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilikone. Dank neuartiger Fördermengenregulierung freigegeben für alle Dubliersilikone mit einem Mischungsverhältnis von 1:1.

Das Ergebnis: kein unerwünschtes Leerfördern oder Verwechslung der Komponenten. Das Gerät ist sofort einsetzbar und auch für kleinere Laborkolonien lukrativ.

www.dentamid.dreve.de

Dreve



Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	320 x 225 x 370 mm
Gewicht	12 kg
Leistungsaufnahme	250 W
Verwendbare Dubliersilikone	alle im Verhältnis 1:1

- D5050** Dosper evo (rot, 230 V)
- D5050A** Dosper evo (rot, 115 V)
- D50501** Dosper evo (silber, 230 V)
- D50501A** Dosper evo (silber, 115 V)

