



Dreve

Polymax 5

Unser Kraftpaket

Druckpolymerisationsgerät zur Heiß- und Kaltpolymerisation dentaler Kunststoffe mit automatischem Sicherheitsdichtungssystem und robuster, wartungsfreier Technik. Aufnahmefähig für 1 großen Artikulator, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon Küvetten. Stufenlos regelbare Temperatur bis 95 °C, 90 Minuten Timer und variabel einstellbarer Druck für optimale Ergebnisse. Auch als Druckverdichter einsetzbar.

www.dentamid.dreve.de



Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	310 x 340 x 400 mm
Gewicht	15,6 kg
Leistungsaufnahme	900 W
Druck	3–6 bar (variabel)
Ø Drucktopf	220 mm
Drucktopftiefe	174 mm
Temperaturbereich	0–95 °C
Frequenz	50–60 Hz

D3423	Polymax 5 (rot, 230 V)
D3423A	Polymax 5 (rot, 115 V)
D34231	Polymax 5 (silber, 230 V)
D34231A	Polymax 5 (silber, 115 V)

