



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Dentales Schienungsmaterial kurzzeit

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

| Pos | Chemische Bezeichnung |
|-----|--------------------------------|
| 1 | Polyethylenterephthalat (PETG) |

Physikalische Eigenschaften:

Farbe: transparent

Folienstärke: 0,5 mm

Durchmesser: Ø 120 mm (Sonderabmessungen auf Anfrage)

Dichte: 1,27 g/cm³ DIN 53479

Reißdehnung: > 200 % DIN 53455

Rockwell-Härte: R104- 117 ASTM D785

Streckspannung: 50 N/mm² DIN 53455

Feuchtigkeitsaufnahme: 0,2 % 24 Std. bei 23°C / 3 mm

Erweichungstemperatur: - 40 °C- + 65 °C

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com