

Cenit L



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Lichtpolymerisierender Ausblockkunststoff.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Aliphatisches Urethanacrylat
2	Tetrahydrofurfuryl-2-methacrylat

Eigenschaften:

Farbe: hellblau
Spektralbereich: 300-500 nm
Vickershärte: > 600 N/mm²
Biegefestigkeit: > 80 N/mm²
E-Modul: > 2,0 kN/mm²

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
info@dreve.de
www.dreve.com