

Drufoplast



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Dentales Schienungsmaterial kurzzeit

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polystyrol

Eigenschaften:

Farbe: Rosa/ Natur
Stärke: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Durchmesser: Ø 120 mm
Dichte: 1,18 g/cm³
Erweichungstemperatur: ca. 85°C
Flammpunkt: >350° C

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine schädigenden Wirkungen bekannt