



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Dentales Schienungsmaterial langzeit

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Ethylenvenylacetat-Copolymer

Eigenschaften:

Farbe: diverse
Folienstärke: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm,
4,0 mm, 5,0 mm
Durchmesser: Ø 120 mm (Sonderabmessungen auf Anfrage)
Schmelzpunkt: 74°C
Härte: 82 Shore A
Dichte: 0,96 g/cm³
Schmelztemperatur: ca. 74°C
Wasseraufnahme n. 24h: < 0,2 %

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com