

Drufosoft pro



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Dentales Schienungsmaterial langzeit

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Ethylen
2	Venylacetat-Copolymer

Physikalische Eigenschaften:

Farbe: natur-transparent
Folienstärke: 3,0 mm
Durchmesser: Ø 120 mm (Sonderabmessungen auf Anfrage)
Schmelzpunkt: 92°C nach D.S.C.
Zugfestigkeit: 19 Mpa nach DIN 53455
E-Modul: 75 Mpa nach DIN 53457
Härte: 92 Shore A nach DIN 53505

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com