

Dublisil[®] 15 speed



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Additionsvernetzendes Dubliersilikon für die küvettenfreie
Dubliertechnik.

Hersteller: Drewe Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinylhaltige Polydimethylsiloxane
2	Kieselsäure
3	Füllstoffe
4	Pigmente

Farbe: türkis

Endhärte: 15 Shore A \pm 2

Verarbeitungszeit: 3 Min. \pm 30 Sek. bei 23 °C

Entformbarkeit: 10 Min. \pm 2 Min. bei 23 °C
(inkl. Verarbeitungszeit)

Konsistenz: Typ 2: Irreversible (DIN EN ISO 14356)

Verformung unter Druck: 14,3 % \pm 0,5 % (DIN EN ISO 14356)

Rückstellung
nach Verformung: > 99,8 % (DIN EN ISO 14356)

lineare Maßänderung: < 0,2 % (DIN EN ISO 14356)

Drewe Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@drewe.de
www.drewe.com