

# DuoSep



## Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Pinselfähiges Trennmittel zur Isolierung von Silikonen und Polyether.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	chemische Bezeichnung
1	Destilliertes Wasser
2	Polyvinylalkohol
3	Lackadditiv

Eigenschaften:

Farbe: farblos  
Form: flüssig  
Geruch: charakteristisch  
Siedepunkt: 100° C  
Viskosität: 600 – 1000 mPas

Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Str. 31  
59423 Unna / Germany  
Tel.: 02303 / 8807-0  
Fax: 02303 / 8807-55  
info@dreve.de  
www.dreve.com