

Finishing Liquid



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Flüssigkeit zur Oberflächenbehandlung von Drufosoft®-Tiefziehplatten.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Eukalyptusöl
2	Aceton

Eigenschaften:

Farbe: farblos

Geruch: Eukalyptus (intensiv)

Form: flüssig

Siedepunkt: 56°C

Flammpunkt: -17°C

Zündtemperatur: 540°C

Dichte: 0,89 g/cm³

Dampfdruck: 233 hPa (bei 20° C)

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-40
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com