

GipsEx



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Flüssigkeit zum Entfernen von Gips und gipsgebundener Einbettmasse bei Kunststoff-Prothesen.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Wasser
2	Tri-Natriumcitrat-5,5-Hydrat

Eigenschaften:

Farbe: farblos
Form: flüssig
Siedepunkt: 100° C
Dichte: 1,18 g/cm³
Dampfdruck: 23 hPa (bei 20° C)

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 82909
dentamid@dreve.de
www.dreve.com