

# GumQuick implant



## Technisches Datenblatt

**Zweckbestimmung:** Additionsvernetzendes Silikon (VPS) zur Herstellung flexibler Zahnfleischmasken.

**Hersteller:** Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

### Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinylhaltige Polydimethylsiloxane
2	Polymethylhydrogensiloxane
3	Kieselsäure
4	Füllstoffe
5	Pigmente
6	Pt-Katalysator

### Eigenschaften:

Farbe: pink (Zahnfleisch-Farbe)

Endhärte: 75 ± 3 Shore A (DIN 53505)

Konsistenz: leichtfließend - Typ 3 (DIN EN ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99,5 % (DIN EN ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0,5 % (DIN EN ISO 4823)

Verarbeitungszeit: 90 Sek. ± 5 Sek. bei 23 °C

Entformbarkeit: ≥ 6 Min. ± 30 Sek. bei 37 °C

Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Str. 31  
59423 Unna / Germany  
Tel.: 02303 / 8807-0  
Fax: 02303 / 8807-55  
dentamid@dreve.de  
www.dreve.com