

# GumQuick scan



## Technisches Datenblatt

**Zweckbestimmung:** Additionsvernetzendes scanbares Vinyl-Polysiloxan zur Herstellung flexibler Zahnfleischmasken auf dem Meistermodell

**Hersteller:** Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

**Zusammensetzung:**

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinylhaltige Polydimethylsiloxane
2	Polymethylhydrogensiloxane
3	Kieselsäure
4	Füllstoffe
5	Pigmente
6	Pt-Katalysator

**Eigenschaften:**

Farbe: pink (Zahnfleisch-Farbe)  
Härte: Shore A 63 ± 3 (DIN 53505)  
Konsistenz Typ 3: leichtfließend (nach ISO 4823)  
Rückstellung nach Verformung: > 99,6 % (nach ISO 4823)  
Lineare Maßänderung: < -0,1 % (nach ISO 4823)

Verarbeitungszeit: 1:30 min. bei 23°C

Abbindezeit: ≥ 5:00 min. bei 23°C

Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Str. 31  
59423 Unna / Germany  
Tel.: 02303 / 8807-0  
Fax: 02303 / 8807-55  
dentamid@dreve.de  
www.dentamid.dreve.de