

Isolat Film



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Isoliermittel auf Alginatbasis (Isolierung Gips / Kunststoff)

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	chemische Bezeichnung
1	Wasser
2	Glyzerin
3	Na-poly-Phosphat
4	Pigmente
5	Konservierungsstoffe

Eigenschaften:

Farbe: rötlich – transparent

Abfüllmenge: 1 Liter / 5 Liter

pH-Wert: 9 - 10

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
info@dreve.de
www.dreve.com