

# Laborsil clear



## Technisches Datenblatt

**Zweckbestimmung:** Additionsvernetzendes Silikon zur universellen Anwendung im zahntechnischen Labor

**Hersteller:** Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

### Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyvinylmethylsiloxane
2	Vinyl-Q-Harze
3	Polymethylhydrogensiloxane
4	Füllstoffe
5	Platin - Katalysator
6	Pigmente

### Eigenschaften:

Farbe: transparent

Endhärte: 70 ± 2 Shore A (DIN ISO 7619-1)

Konsistenz: Type 2: medium (DIN EN ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99,2 % (DIN EN ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0,1 % (DIN EN ISO 4823)

  

Verarbeitungszeit: 30 sec ± 5 sec bei 23 °C

Entformbarkeit: ≤ 90 sec bei 23 °C

Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Str. 31  
59423 Unna / Germany  
Tel.: 02303 / 8807-0  
Fax: 02303 / 8807-55  
dentamid@dreve.de  
www.dreve.com