

# Lightplast Basisplatten



## Technisches Datenblatt

**Zweckbestimmung:** Lichtpolymerisierende Kunststoffbasisplatten zur Herstellung individueller Funktionsabformlöffel.

**Hersteller:** Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

**Zusammensetzung:**

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Glasperlen (silanisiert)
2	Polyfunktionelle Methacrylate
3	Siliziumdioxid (hochdispers)
4	Initiatoren
5	Pigmente

**Eigenschaften:**

Farbe: natur, pink  
Plattenstärke:  $2,2 \pm 0,2$  mm  
Penetration: 4,0 – 7,0 mm  
Biegefestigkeit:  $\geq 85$  N/mm<sup>2</sup>

Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Str. 31  
59423 Unna / Germany  
Tel.: 02303 / 8807-0  
Fax: 02303 / 8807-55  
dentamid@dreve.de  
www.dreve.com