

NanoVarnish



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Lichthärtender Lack für dentale Kunststoffapplikationen
Erweiterte Zweckbestimmung: Lichthärtender Lack für Schienen, Teil- und Vollprothesen und provisorische Kronen in der C&B Technik

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Methylmethacrylat
2	Multifunktionelles Urethanacrylat
3	SiO ₂ -Nanopartikel
4	Initiator
5	Additive

Eigenschaften:

Farbe: farblos - transparent
Form: flüssig
Viskosität: 0,005 – 0,015 Pa*s
Dichte: 1,07 g/cm³

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com