

Plaquit



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung Lichthärtender Lack für dentale Kunststoffapplikationen

**erweiterte
Zweckbestimmung** Lichthärtender Lack für Schienen, Teil- und
Vollprothesen und Provisorische Kronen in der C&B
Technik.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Methylmethacrylat
2	Aliphatisches Urethanacrylat
3	Initiatoren
4	Additiv

Eigenschaften:

Farbe farblos - transparent
Form: flüssig
Viskosität: 0,01- 0,02 Pa*s
Dichte 0,98 g/cm³

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: + 49 2303 / 8807-40
Fax: +49 2303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com