

# Regofix opak



## Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Bissregistriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

| Pos | Chemische Bezeichnung      |
|-----|----------------------------|
| 1   | Polyvinylmethylosiloxane   |
| 2   | Polydimethylsiloxan-Öl     |
| 3   | Füllmaterial               |
| 4   | Platin-Katalysator         |
| 5   | Polymethylhydrogensiloxane |
| 6   | Pigmente                   |

Eigenschaften:

Farbe: blau

Härte Shore A:  $90 \pm 5$

Konsistenz: heavy body - Typ 1 (ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung:  $> 99,8 \%$  (ISO 4823)

Lineare Maßänderung:  $< 0,2 \%$  (ISO 4823)

Verarbeitungszeit:  $30 \pm 5$  Sek. bei  $23 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Entformbarkeit:  $\geq 90$  Sek. bei  $37 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Str. 31  
59423 Unna / Germany  
Tel.: 02303 / 8807-0  
Fax: 02303 / 8807-55  
dentamid@dreve.de  
www.dreve.com