

# Regofix

transparent



## Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Bissregistriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyvinylmethylsiloxane
2	Polydimethylsiloxan-Öl
3	Kieselsäure
4	Platin-Katalysator
5	Polymethylhydrogensiloxan
6	Pigmente

Eigenschaften:

Farbe: transparent

Härte Shore A:  $70 \pm 2$

Konsistenz: medium - Typ 2 (ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung:  $> 99,6 \%$  (ISO 4823)

Lineare Maßänderung:  $< 0,2 \%$  (ISO 4823)

Verarbeitungszeit:  $30 \pm 5$  Sek. bei  $23 \text{ }^\circ\text{C}$

Entformbarkeit:  $\geq 90$  Sek. bei  $37 \text{ }^\circ\text{C}$

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

dentamid@dreve.de

www.dreve.com