

# Separator



## Technisches Datenblatt

**Produktbeschreibung:** Wachshaltiges Trennmittel für nicht kompatible Materialien, z. B. Modralit® 3K / Polyätherabformungen, A-Silikone / C-Silikone oder für gleiche Materialien, z. B. A-Silikone / A-Silikone.

**Hersteller:** Dreve Dentamid GmbH  
Max-Planck-Straße 31  
59423 Unna / Germany

**Chemische Charakterisierung:** Dispersion von Wachsen in einem Lösungsmittelgemisch

### Eigenschaften:

**Farbe:** weiß  
**Geruch:** arttypisch  
**Viskosität:** dünnfließend  
**Dichte (20 °C):** 0,72 g/cm<sup>3</sup>  
**VbF:** A1, leichtentzündlich  
**Trocknungszeit:** 1-2 min

**Anwendung:** Unverdünnt einsetzen. Vor Gebrauch schütteln. Das Trennmittel dünn und gleichmäßig aufgetragen. Es ist darauf zu achten, dass alle Bereiche gleichmäßig vom Trennmittel benetzt werden.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

dentamid@dreve.de

www.dreve.com