

Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Additionsvernetztes Präzisionseinbettsilikon für die Totalprothetik

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinylhaltige Polydimethylsiloxane
2	Kieselsäure
3	Füllstoffe
4	Pigmente

Farbe: rosa

Endhärte: 74 ± 2 Shore A

Typ: Typ 3; niedrige Konsistenz

Mischzeit: 30 Sek

Verarbeitungszeit: 2 Min ± 1 Min bei 23°C

Entformzeit: 7 Min ± 30 Sek bei 23°C

Dosierung: Die Komponenten A + B werden in einem Volumenverhältnis von 1 : 1 vermischt.

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dentamid.dreve.de