

Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Bissregistriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyvinylmethylsiloxane
2	Vinyl-Q-Harze
3	Kieselsäure
4	Polymethylhydrogensiloxane
5	Füllstoffe
6	Pigmente
7	Platin - Katalysator

Eigenschaften:

Farbe: grau

Endhärte Shore D: 32 ± 2 Shore D

Konsistenz: medium - Type 2 (ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99.9 % (ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0.2 % (ISO 4823)

Verarbeitungszeit: 30 ± 5 sec bei 23 °C

Mundverweildauer: 80 sec ± 15 sec bei 37 °C
(inkl. Verarbeitungszeit)