

Ultra Trimm



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Flexible Schleifscheiben zur Bearbeitung weicher Materialien.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Aluminiumoxid
2	Calciumcarbonat
5	Ausgehärteter Klebstoff
4	Nylongewebe

Verarbeitung: Schleifscheibe wird mit einer Stützscheibe auf ein Mandrell geschraubt. Maximale Verarbeitungsdrehzahl: 15000 Upm



Eigenschaften: Drei verschiedene Endhärten für grobes bis feines bearbeiten.

Light: ø:28 mm/Stärke: 7 mm

Medium: ø:28 mm/Stärke: 7 mm

Heavy: ø:28 mm/Stärke: 14 mm

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
Info.dentamid@dreve.de
www.dreve.com