

Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Dentales Abformmaterial auf Vinylpolysiloxanbasis

Hersteller: Drewe Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinyl-Polydimethylsiloxane
2	Polydimethylsiloxan Öle
3	Füller Materialien
4	Polymethylhydrogensiloxane
5	Platin-Katalysator
6	Pigmente

Eigenschaften:

Farbe: orange

Härte Shore A: 40 ± 2

Konsistenz: Type 2: medium (nach ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99.6 % (nach ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0.2 % (nach ISO 4823)

Verarbeitungszeit: 1:30 min. bei 23°C

Mundverweildauer: 1:30 min. bei 37°C

Entformbarkeit: 3:00 min.

Drewe Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

dentamid@drewe.de

www.dentamid.drewe.com