

Zerosil[®] soft

mit Farbindikator 5:1



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Dentales Abformmaterial auf Vinylpolysiloxanbasis

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinyl-Polydimethylsiloxane
2	Polydimethylsiloxan Öle
3	Füllstoffe
4	Polymethylhydrogensiloxane
5	Platin-Katalysator
6	Pigmente

Eigenschaften:

Farbe: pflaume - orange

Härte Shore A: 40 ± 2

Konsistenz: Type 2: medium (nach DIN EN ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99,6 % (nach DIN EN ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0,2 % (nach DIN EN ISO 4823)

Verarbeitungszeit: 1 min. bei 23°C

Mundverweildauer: 2 min. bei 37°C

Entformbarkeit: 3 min.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

dentamid@dreve.de

www.dentamid.dreve.com