



# Reine Formsache

Aligner-Folien von Dreve.



*Neu  
3 Stärken*

# Reine Formsache

## Aligner-Folien von Dreve.

### Aligner

Die neue Technologie für kosmetische, sanft-schonende Kieferorthopädie. Besonders geeignet für erwachsene Patienten mit hohem ästhetischem Anspruch, wenig Zeit und leichten Fehlstellungen.

### Unser Angebot

Hochtransparente, zäh-elastische Tiefziehfolien zur individuell-passgenauen Herstellung von Alignern.

### Schichtstärken für jede Behandlungsphase

	weich	0,5 mm	Aligner + Retainer
	mittel	0,625 mm	Aligner + Retainer
	hart	0,75 mm	Aligner + Retainer

### Ihr Vorteil

Biolon ist ein absolut etabliertes Folien Komplettsprogramm. Jede Aligner-Behandlung wird so zur reinen Formsache.

---

<b>D420001</b>	Biolon, weich 0,5 mm	25 Stück
<b>D420019</b>	Biolon, mittel 0,625 mm	20 Stück
<b>D420003</b>	Biolon, hart 0,75 mm	20 Stück